

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

E-Drive Plus Blackline

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

E-Drive Plus Blackline

Propulsore 3 in 1 per la trasformazione della carrozzina manuale in elettronica (guida autonoma tramite spinta, guida autonoma tramite joystick, guida da parte dell'accompagnatore)



A PARTIRE DA € 5.800,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 2888167

Configurazione di base

- Ruote pneumatiche motorizzate
- Velocità: 0-6 km/h
- Mancorrenti in alluminio (non previsti con ruote da 16")
- Carica batterie elettronico automatico
- Pacco batterie con batterie al Nickel-Metallo Idruro
- Sacca porta batterie
- Joystick programmabile con 3 programmi preimpostati (soft, standard, sport)*
- Supporto per Joystick standard
- Impugnatura Joystick a cono
- Dispositivo di aggancio alla carrozzina
- Porta USB sul joystick per la ricarica del telefono o altri dispositivi (5V, max 500 mA)
- Spegnimento automatico delle ruote programmabile (10 minuti/60 minuti/nessuno spegnimento)



*Sia i programmi di guida che il joystick possono essere programmati individualmente

Dati tecnici

Peso max utente E-Drive / E-Drive HD con ruote rinforzate	125 kg / 150 kg
Diametro ruote	16" / 20" / 22" / 24" / 26"
Peso max ruote motorizzate 24"	Circa 6,4 kg
Pressione aria	6 Bar, 600 kPa
Campanatura massima	3°
Velocità	0 - 6 km/h
Pendenza massima superabile fino a **	6°
Aumento massimo della larghezza della seduta	2 cm ogni lato
Autonomia con una carica fino a **	con ruote 24": NiMh: 16 km / Li-ion: 30 km - con ruote 16": NiMh: 15 km / Li-ion: 25 km
Fusibili piatti	30A
Tipo pacco batteria	NiMh: 24V, 6,7Ah, / Li-ion: 25V, 11.8 Ah
Tipo motore	24V 120Wx2
Carica batterie	da 100 a 240V AC, 50/60Hz
Tempo di ricarica normale	2-3 ore
Peso totale incluse batterie NiMh / Li-ion	16 kg / 17,5 kg

** L'autonomia (secondo norma ISO 7176-4) e la capacità di frenata dipendono anche dal peso della persona trasportata, dal tipo di superficie percorsa, dalla temperatura ambientale, ecc..

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.05.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Configurazione di base				
E-Drive Plus Blackline con portata massima 125 kg				
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
MED316	E-Drive con batterie NiMh e ruote antiforo 16" (senza mancorrenti)	Pz	5.800,00 €	
MED320	E-Drive con batterie NiMh e ruote pneumatiche 20"	Pz	5.800,00 €	
MED322	E-Drive con batterie NiMh e ruote pneumatiche 22"	Pz	5.800,00 €	
MED324	E-Drive con batterie NiMh e ruote pneumatiche 24"	Pz	5.800,00 €	
MED324M	E-Drive con batterie NiMh e ruote 24" con pneumatici da mountain bike fuoristrada	Pz	5.800,00 €	
MED326	E-Drive con batterie NiMh e ruote pneumatiche 26"	Pz	5.800,00 €	


Upgrade per configurazione base				
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
MEDHL	Batterie al litio (in alternativa a quelle standard)	Kit	su richiesta	
HD	Ruote pneumatiche rinforzate con portata massima 150 kg (in alternativa a quelle standard, non disponibili per ruote da 16")	Pa	su richiesta	

Montaggio	
A cura del cliente (corso tecnico formativo obbligatorio)	
A cura di Medimec (la quotazione verrà comunicata all'interno del preventivo)	

Dati carrozzina (obbligatorio)		
Marca:	Modello:	Larghezza Seduta cm:

Rotelline antiribaltamento (OBBLIGATORIA UNA SELEZIONE!)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
	La carrozzina è dotata di una coppia di rotelline antiribaltamento originali (DX+SX) fornite dal produttore della stessa			
TB2000 + TBB1xxx	Rotelline antiribaltamento (DX+SX) sollevabili per montaggio/smontaggio ruote posteriori* + kit di montaggio dedicato	Pa	540,00 €	

* Non disponibili per tutti i modelli di carrozzine, consultare il nostro ufficio commerciale



Regolazioni / programmazioni			
A Altezza posteriore della seduta in cm:			
B Altezza anteriore della seduta in cm:			
Joystick montato a*	destra (std)	sinistra	
Campanatura richiesta*	0° (std)	3° (da vutare se possibile)	
Posizionamento preferenziale del pacco batterie**	Sacca sul retro dello schienale	Sacca sotto la seduta	
Programmazione Joystick (vedere dettagli a pagina 4)	Modalità Soft	Modalità Standard	Modalità Sport/Active

*Salvo indicazioni diverse, l'assetto della carrozzina rimane invariato, la campanatura sarà di 0°, il joystick sarà montato a destra con programmazione Standard.

** Per ogni carrozzina è previsto un posizionamento ideale del pacco batterie, ma in caso di esigenze particolari, indicare la preferenza e i nostri tecnici valuteranno la possibilità di effettuare la modifica. In linea di massima, le indicazioni del produttore prevedono che nelle carrozzine pieghevoli la sacca si monti sul retro della carrozzina, mentre nelle carrozzine a telaio rigido la sacca si monti sotto la seduta.

Supporto comando (in alternativa a standard)				
NB: compatibile solamente se sulle carrozzine sono installati braccioli con appoggio per le braccia				
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
MED1785	Supporto comando dritto e reclinabile	Pz	249,00 €	
MED1786	Supporto comando swing-away con regolazione a scatti	Pz	420,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.05.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Compatibilità con ruote originali

MED05 Set componenti opzionali per permettere anche l'utilizzo delle ruote originali della carrozzina oltre quelle fornite con E-Drive

Prezzo / Pz.

90,00 €

N.B. Per poter effettuare l'installazione di questo set, è necessario che le ruote prescelte per il dispositivo siano uguali a quelle installate sulla carrozzina. In caso siano selezionate ruote differenti, considereremo prioritaria la scelta della compatibilità con le ruote originali della carrozzina e procederemo quindi ad installare con il dispositivo ruote dello stesso tipo di quelle installate sulla carrozzina.

Comando per accompagnatore

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
MED1200xx	Comando Accompagnatore completo di aggancio per la guida da parte del caregiver (IN AGGIUNTA a comando standard per utente)	Pz	1.150,00 €
	Diametro della maniglia della carrozzina 19, 20, 22 mm 25, 26 mm 28, 30, 32 mm	destra sinistra	

Guida facilitata per accompagnatore

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
SIM001+SIM002	Dispositivo di guida facilitata "Assist Control Simplex" per accompagnatore completo di supporto adattatore	Pz	2.350,00 €
SIM003	Prolunga per supporto adattatore per dispositivo di guida facilitata "Assist Control Simplex"	Pz	41,00 €

Ruote

Ruote (in alternativa a STD c/sovrapprezzo)

Articolo	Tipo	Dimensione	U.M.	Imponibile
DF2413-BUP	Pneumatiche	24x1 3/8 nere Marathon per E-Drive Std	Pa	90,00 €
DP2002-BUP	Più	20" nere per E-Drive Std	Pa	90,00 €
DP2202-BUP	Più	22" nere per E-Drive Std	Pa	90,00 €
DP2401-BUP	Più	24" nere per E-Drive Std	Pa	90,00 €
DP2403UP	Più	24x1 3/8" grigie per E-Drive Std	Pa	90,00 €
DP2602-BUP	Più	26" nere per E-Drive Std	Pa	90,00 €
DP2402-BUP	Più	24x1 nere per E-Drive HD	Pa	90,00 €
DP2403-BUP	Più	24x1 3/8" nere per E-Drive HD	Pa	90,00 €

Impugnature Joystick (in alternativa a standard)

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
XOF-481C0-L0	Impugnatura rotonda	Pz	155,00 €
XOF-481C0-M0	Impugnatura a perno	Pz	195,00 €
XOF-481C0-P0	Impugnatura a U	Pz	270,00 €

Protezione raggi trasparente

Articolo	Dimensione	U.M.	Imponibile
SG2008	20"	Pz	160,00 €
SG2208	22"	Pz	160,00 €
SG2408	24"	Pz	160,00 €
SG2408-HD	24"HD	Pz	160,00 €
SG2608	26"	Pz	160,00 €

Ulteriori accessori

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
MED12V	Convertitore di corrente per la ricarica su veicoli (output 230V AC 50Hz 150W)	Pz	310,00 €
XOF-8210C-H00	Carica batterie aggiuntivo per batterie NiMH	Pa	890,00 €
XOF-8210C-G00	Carica batterie aggiuntivo per batterie Li-ion/NiMH	Pa	890,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.05.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Dettagli modalità di programmazione del joystick			
	Modalità Soft	Modalità Standard	Modalità Sport
Led accesi sul display	1 Led	2 Led	3 Led
Velocità avanti max	3,5 Km/h	6 Km/h	6 Km/h
Velocità indietro max	3 Km/h	3 Km/h	3 Km/h
Velocità in curva	media	media	alta
Accelerazione in avanti	lenta	moderata	rapida
Decelerazione in avanti	veloce	moderata	rapida
Accelerazione in curva	lenta	moderata	rapida

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.05.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.