

Ordine Preventivo Conto visione

E-Move

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

ETÀ ADULTA

E-Move

Moltiplicatore di spinta per carrozzina manuale



A PARTIRE DA € 6.150,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 2880074

Configurazione di base

- Ruote pneumatiche motorizzate 24"
- Mancorrenti in acciaio inossidabile
- Carica batterie elettronico automatico
- Pacco batterie con batterie al Nickel-Metallo Idruro
- Sacca porta batterie
- Giroscopio integrato per assistenza su pendenze laterali
- Emifunzione
- Correzione automatica traiettoria della carrozzina
- Personalizzazione delle funzioni di guida
- 1 profilo di guida configurabile
- Pulsante accensione/spegnimento illuminazione montato a destra
- Dispositivo di aggancio alla carrozzina
- Cruise Control
- Velocità: 0-8,5 km/h (con settaggio a 6 Km/h)



Dati tecnici

Peso max utente E-Move / E-Move HD con ruote rinforzate	130 kg / 150 kg
Diametro ruote	20" / 22" / 24" / 26"
Peso max ruote motorizzate	Circa 7 kg
Pressione aria ruote pneumatiche	6 Bar, 600 kPa
Campanatura massima	3°
Velocità	0 - 8,5 km/h
Pendenza massima superabile fino a **	6°
Aumento massimo della larghezza totale dopo installazione	max 4 cm
Autonomia con una carica fino a **	NiMh: 18 km / Li-ion: 30 km
Fusibili piatti	30A
Tipo pacco batteria	NiMh: 24V, 6,7Ah, (160.8Wh) / Li-ion: 25V, 11.8 Ah (280Wh)
Tipo motore	AC servomotor, 24V 110W x 2
Carica batterie / Potenza nominale	da 100 a 240V AC, 50/60Hz / 37V 26A (durante la carica)
Tempo di ricarica normale	2-3 ore
Peso totale incluse batterie NiMh / Li-ion	17 kg / 18 kg

** L'autonomia (secondo norma ISO 7176-4) e la capacità di frenata dipendono anche dal peso della persona trasportata, dal tipo di superficie percorsa, dalla temperatura ambientale, ecc..


La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Configurazione di base			
Ruote pneumatiche (portata massima 130 kg)			
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
MEM420	E-Move con batterie NiMh e ruote pneumatiche 20"	Pz.	6.150,00 €
MEM422	E-Move con batterie NiMh e ruote pneumatiche 22"	Pz.	6.150,00 €
MEM424	E-Move con batterie NiMh e ruote pneumatiche 24"	Pz.	6.150,00 €
MEM424M	E-Move con batterie NiMh e ruote 24" e pneumatici da mountain bike fuoristrada	Pz.	6.150,00 €
MEM426	E-Move con batterie NiMh e ruote pneumatiche 26"	Pz.	6.150,00 €

Upgrade per configurazione di base			
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
MEML	Batteria al litio (in alternativa a quelle standard)	Kit	su richiesta
HD	Ruote pneumatiche rinforzate con portata massima 150Kg (in alternativa a quelle standard)	Pa.	su richiesta

Montaggio	
A cura del cliente (corso tecnico formativo obbligatorio)	
A cura di Medimec (la quotazione verrà comunicata all'interno del preventivo)	

Dati carrozzina (Obbligatorio)		
Marca:	Modello:	Larghezza Seduta cm:



Regolazioni / programmazioni		
A Altezza posteriore della seduta in cm:		
B Altezza anteriore della seduta in cm:		
Pulsante accensione montato a*	destra	sinistra
Attivazione del giroscopio	no (std)	sì - indicare il peso dell'utente: kg
Attivazione del sistema Cruise Control	no (std)	sì
Attivazione della guida con una sola mano (versione Hemi)	sì	
Campanatura richiesta*	0°	3° (da valutare se possibile)
Posizionamento preferenziale del pacco batterie**	Sacca sul retro dello schienale o della seduta	Sacca sul retro dello schienale o della seduta

*Salvo indicazioni diverse, l'assetto della carrozzina rimane invariato, la campanatura sarà di 0° ed il pulsante di accensione sarà montato a destra.
 ** Per ogni carrozzina è previsto un posizionamento ideale del pacco batterie, ma in caso di esigenze particolari, indicare la preferenza e i nostri tecnici valuteranno la possibilità di effettuare la modifica. In linea di massima, le indicazioni del produttore prevedono che nelle carrozzine pieghevoli la sacca si monti sul retro della carrozzina, mentre nelle carrozzine a telaio rigido la sacca si monti sotto la seduta.

Rotelline antiribaltamento (OBBLIGATORIO!!!)			
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	La carrozzina è dotata di una coppia di rotelline antiribaltamento originali (DX+SX) fornite dal produttore della stessa		
TB2000 + TBB1xxx	Rotelline antiribaltamento (DX+SX) sollevabili per montaggio/smontaggio ruote posteriori* + kit di montaggio dedicato	Pa	540,00 €

* Non disponibili per tutti i modelli di carrozzine, consultare il nostro ufficio commerciale

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Compatibilità con ruote originali			Prezzo / Pz.
MED05	Set componenti opzionali per permettere anche l'utilizzo delle ruote originali della carrozzina oltre quelle con cremagliera fornite con servo		90,00 €

N.B. Per poter effettuare l'installazione di questo set, è necessario che le ruote prescelte per il dispositivo siano uguali a quelle installate sulla carrozzina. In caso siano selezionate ruote differenti, considereremo prioritaria la scelta della compatibilità con le ruote originali e procederemo quindi ad installare col dispositivo ruote dello stesso tipo di quelle installate sulla carrozzina.

Ruote							
Ruote pneumatiche STD				Ruote piene (in alternativa a STD c/sovrapprezzo)			
Dimensione	Articolo	U.M.	Imponibile	Articolo	U.M.	Imponibile	
20"	DF2011-B	Pa	incluso	DP2002-B	Pa	170,00 €	
22"	DF2212-B	Pa	incluso	DP2202-B	Pa	170,00 €	
24"	DF2411-B	Pa	incluso	DP2402-B (24 x 1")	Pa	170,00 €	
				DP2403-B (24 x 1" 3/8")	Pa	170,00 €	
26"	DF2611-B	Pa	incluso	DP2602-B	Pa	170,00 €	

Mancorrenti							
In acciaio STD				In polimero compatto con profilo piatto, consigliato per utenti che hanno differente forza di presa (in alternativa a STD con sovrapprezzo)			
Dimensione	Articolo	U.M.	Imponibile	Articolo	U.M.	Imponibile	
20"	XA3-W253A-05	Pa	incluso	XA3-W253A-49	Pa	130,00 €	
22"	XA3-W253A-00	Pa	incluso	XA3-W253A-50	Pa	130,00 €	
24"	XA3-W253A-10	Pa	incluso	XA3-W253A-60	Pa	130,00 €	
26"	XA3-W253A-20	Pa	incluso	XA3-W253A-70	Pa	130,00 €	
Tetra Grip con profilo tondo, consigliato per utenti che hanno necessità di grip per la spinta (in alternativa a STD con sovrapprezzo)				MaxGrip con profilo tondo, consigliato per utenti che hanno pochissima forza e necessità di maggior grip per la spinta (in alternativa a STD con sovrapprezzo)			
Dimensione	Articolo	U.M.	Imponibile	Articolo	U.M.	Imponibile	
20"	XA3-W253A-84	Pa	236,00 €	XA3-W253A-93	Pa	630,00 €	
22"	XA3-W253A-85	Pa	236,00 €	XA3-W253A-91	Pa	630,00 €	
24"	XA3-W253A-80	Pa	236,00 €	XA3-W253A-90	Pa	630,00 €	
26"	XA3-W253A-88	Pa	236,00 €	XA3-W253A-92	Pa	630,00 €	

Protezione raggi trasparente			
Dimensione	Articolo	U.M.	Imponibile
20"	SG2007	Pa	160,00 €
22"	SG2207	Pa	160,00 €
24"	SG2407	Pa	160,00 €
26"	SG2607	Pa	160,00 €

Secondo profilo di guida			
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
MEM7600	2° profilo di guida, incluso interruttore, con caratteristiche alternative di guida	Pz	745,00 €
MEM8530	2° profilo di guida con supporto orientabile 15 cm	Pz	890,00 €
MEM8550	2° profilo di guida con supporto orientabile 21 cm	Pz	890,00 €
MEM8560R	Interruttore on/off e secondo profilo di guida a destra	Pz	550,00 €
MEM8560L	Interruttore on/off e secondo profilo di guida a sinistra	Pz	550,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Ulteriori accessori e opzioni

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
MED12V	Convertitore di corrente per la ricarica su veicoli (output 230V AC 50Hz 150W)	Pz	310,00 €
MEM8520	Pulsante accensione ON/OFF flessibile 15 cm in alternativa a std	Pz	118,00 €
MEM8540	Pulsante accensione ON/OFF flessibile 21 cm in alternativa a std	Pz	142,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.