

## E-DRIVE

Propulsore con motorizzazione nelle ruote per la trasformazione della carrozzina manuale in elettronica

- Particolarmente adatto a **pazienti geriatrici o neurologici** che presentano un certo grado di **mobilità residua** e che desiderino un **maggior livello di autonomia** negli spostamenti nonostante eventuali **deficit di forza e/o resistenza degli arti superiori**

Due motori da 120 W integrati nelle ruote posteriori,  
*Stimola il paziente all'attività fisica prevenendo affaticamento e sovraccarico e permette di compiere percorsi lunghi e salite senza preoccupazioni*

Leggero, silenzioso, di semplice installazione anche per il rivenditore e compatibile con la maggior parte delle carrozzine disponibili

Possibilità di installare contemporaneamente sulla carrozzina sia il joystick per la guida da parte dell'utente, sia il comando per l'accompagnatore e scegliere quale utilizzare senza modificare il connettore



Batterie NON integrate nelle ruote *Facile rimozione delle batterie per il trasporto aereo; possibilità di dotarsi di batteria aggiuntiva intercambiabile; possibilità di utilizzare la carrozzina in modalità manuale durante la ricarica delle batterie*

Joystick programmabile con 3 programmi di guida (soft, standard, sport)

Autonomia di circa 16 km con batterie NiMH e 30 km con batterie Li-ion

Frenata assistita in discesa e rallentamento automatico della velocità in retromarcia

Dimensione delle ruote: 16", 20", 22", 24", 26" e peso di ogni ruota circa 7 kg e possibilità di scegliere diversi tipi di copertoni

Il paziente può in ogni momento scegliere se utilizzare o meno il propulsore.

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da DECON WHEEL AB e distribuito da MEDIMEC INTERNATIONAL SRL  
Rev. 00 del 01/03/2026

via Proventa, 52  
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870  
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399  
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

