

 **decon**
Creating Freedom



 **E-MOVE**



Ora non devi più adattarti ai prodotti! E-Move è il primo moltiplicatore di spinta sul corrimano che si adatta alle tue esigenze.

Ora non devi più adattarti ai prodotti presenti sul mercato. E-Move offre una varietà di opzioni per implementare le funzionalità di una sedia a rotelle manuale ed è completamente adattabile alle tue esigenze.

Quando spingi sul corrimano, E-Move supporta il tuo movimento iniziale in modo potente. Risparmi energia e percorri facilmente lunghe distanze oppure strade e ostacoli che normalmente eviteresti. Con la nuova funzione cruise control, puoi percorrere lunghe distanze senza affaticarti.

E-Move crea libertà personale e mobilità!

Dati tecnici

Motore	AC servo motor, 24V110Wx 2
Tipo batterie	NiMH, 24Vx 6,7Ah/ Li-iON, 25Vx 10,08Ah
Peso ruote	7 kg
Peso totale	NiMh 17 kg/ Li-ion 18 kg
Incremento larghezza seduta	Max 1.8 cm/ogni lato
Dimensione ruote	20", 22", 24" e 26"
Pressione aria	6 Bar, 600 kPa
Velocità	0-8,5 km/h
Autonomia (c/carica max batterie)	Ca. 18 km con NiMH, Ca. 27 km con Li-iON
Fusibili	30A (flat)
Peso massimo utilizzatore	150 kg
Pendenza massima	6° (10%)
Marcature CE	In conformità con MDR 2017/745 classe1
Carica batterie	da 100 a 240V AC, 50/60 Hz
Potenza nominale	37V 26A (durante la ricarica)
Tempo di ricarica	Ca 3 h NiMh / Ca 4 h Li-iON



Funzione giroscopica e controllo della velocità

E-Move può essere programmato in base alle tue esigenze specifiche: potenza extra (avanti e indietro), sensibilità di sterzata, adattamento per emiplegia, sensibilità del mancorrente di spinta, squilibrio nella forza delle braccia, impostazioni di velocità e funzione giroscopica.

Con una seconda modalità di guida (opzionale), puoi facilmente passare da un programma di guida all'altro, garantendo il giusto supporto in ogni situazione.

E-Move è compatibile con quasi tutti i modelli di carrozzine standard ed è disponibile con ruote da 20", 22", 24" e 26".

E-Move è facile da rimuovere, rendendolo semplice da trasportare in auto. La batteria di E-Move è inoltre approvata per i viaggi aerei.



Insieme per creare libertà!

Seguici su:   

[medimec.it](https://www.medimec.it)

