

 **decon**
Creating Freedom



 **E-DRIVE**



Scopri la libertà con E-Drive. Aumenta la tua accessibilità e migliora la tua qualità di vita.

E-Drive è un'unità di propulsione che si collega facilmente alle sedie a rotelle manuali. È dotata di moderni motori nel mozzo e ti permette di scegliere se utilizzare il motore elettrico o la propulsione autonoma.

Specifiche

Motore	24 V 120 W x 2
Tipo batterie	NiMH, 24 V x 6,7 Ah / Li-ion, 25V x 10,08 Ah
Peso ruota (1pz)	7 kg
Peso totale	16 kg (inclusa batteria NiMH), 17,5 kg (inclusa batteria Li-ION)
Incremento larghezza seduta	Fino a 4 cm (totale)
Dimensione ruote	16", 20", 22", 24", 25", 26"
Pressione aria	6 Bar, 600 kPa
Velocità	0-6 km/h
Autonomia massima (con batteria carica)	24": Circa 16 km, NiMH / Circa 30 km, Li-ION - 16": 15km NiMH, 25km Li-ion
Fusibili	30A (piatti)
Peso massimo utilizzatore	125 kg versione standard - 150 kg versione Heavy Duty
Pendenza massima	6° - 10%
Marcatura CE	Conforme a MDR 2017/745 classe 1
Resistenza Joystick	Regolabile
Porta USB per la ricarica del telefono	Porta USB integrata (5 V, 500 mA max.)
Display	LCD (visibile alla luce del sole)
Parametri del programma	Joystick o computer (Smart Tune)
Caricabatterie	da 100 a 240V CA, 50/60 Hz
Tempo di ricarica	NiMH circa 3 ore / Li-ION circa 4 ore



Please, scan the QR code for more information.

E-drive

Posizione batteria

- Posizionamento delle ruote
- Sotto il sedile in una borsa
- Dietro la schiena in una borsa



Programmazione personalizzabile

Batteria al Litio

- Rimovibile
- 2 anni di garanzia
- approvato da IATA

Joystick e/o comando per accompagnatore

Con il joystick o un programma per computer, è possibile regolare facilmente parametri come l'aumento o la riduzione della velocità, la sensibilità di sterzata, la sensibilità del joystick o le tre diverse modalità di guida: sport, standard o soft. Con il joystick, la sterzata è semplice e il display è visibile anche alla luce diretta del sole. L'E-Drive può anche essere dotato di comando per l'accompagnatore. L'E-Drive è adatto sia per l'uso interno che esterno.



Please, scan the QR code for more information.

Together we can create freedom!

E-DRIVE

E-DRIVE

Follow us:



decon.se

