

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

E-Move

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

E-Move

Moltiplicatore di spinta per carrozzina manuale

**A PARTIRE DA € 6.150,00 + IVA**

Numero repertorio Ministero: 2880074

Configurazione di base

- Ruote pneumatiche motorizzate 24"
- Mancorrenti in acciaio inossidabile
- Carica batterie elettronico automatico
- Pacco batterie con batterie al Nickel-Metallo Idruro
- Sacca porta batterie
- Giroscopio integrato per assistenza su pendenze laterali
- Emifunzione
- Correzione automatica traiettoria della carrozzina
- Personalizzazione delle funzioni di guida
- 1 profilo di guida configurabile
- Pulsante accensione/spegnimento illuminazione montato a destra
- Dispositivo di aggancio alla carrozzina
- Cruise Control (consigliato solamente se richiesto secondo profilo di guida come accessorio)
- Velocità: 0-8,5 km/h (con settaggio a 6 Km/h)



Dati tecnici

Peso max utente E-Move / E-Move HD con ruote rinforzate	130 kg / 150 kg
Diametro ruote	20" / 22" / 24" / 26"
Peso max ruote motorizzate	Circa 7 kg
Pressione aria ruote pneumatiche	6 Bar, 600 kPa
Campanatura massima	3°
Velocità	0 - 8,5 km/h
Pendenza massima superabile fino a **	6°
Aumento massimo della larghezza totale dopo installazione	max 4 cm
Autonomia con una carica fino a **	NiMh: 18 km / Li-ion: 30 km
Fusibili piatti	30A
Tipo pacco batteria	NiMh: 24V, 6,7Ah, (160.8Wh) / Li-ion: 25V, 11.8 Ah (280Wh)
Tipo motore	AC servomotor, 24V 110W x 2
Carica batterie / Potenza nominale	da 100 a 240V AC, 50/60Hz / 37V 26A (durante la carica)
Tempo di ricarica normale	2-3 ore
Peso totale incluse batterie NiMh / Li-ion	17 kg / 18 kg

** L'autonomia (secondo norma ISO 7176-4) e la capacità di frenata dipendono anche dal peso della persona trasportata, dal tipo di superficie percorsa, dalla temperatura ambientale, ecc..


La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.05.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Configurazione di base				
Ruote pneumatiche (portata massima 130 kg)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
MEM420	E-Move con batterie NiMh e ruote pneumatiche 20"	Pz.	6.150,00 €	
MEM422	E-Move con batterie NiMh e ruote pneumatiche 22"	Pz.	6.150,00 €	
MEM424	E-Move con batterie NiMh e ruote pneumatiche 24"	Pz.	6.150,00 €	
MEM424M	E-Move con batterie NiMh e ruote 24" e pneumatici da mountain bike fuoristrada	Pz.	6.150,00 €	
MEM426	E-Move con batterie NiMh e ruote pneumatiche 26"	Pz.	6.150,00 €	

Upgrade per configurazione di base				
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
MEML	Batteria al litio (in alternativa a quelle standard)	Kit	su richiesta	
HD	Ruote pneumatiche rinforzate con portata massima 150Kg (in alternativa a quelle standard)	Pa.	su richiesta	

Montaggio	
A cura del cliente (corso tecnico formativo obbligatorio)	
A cura di Medimec (la quotazione verrà comunicata all'interno del preventivo)	

Dati carrozzina (Obbligatorio)		
Marca:	Modello:	Larghezza Seduta cm:



Regolazioni / programmazioni		
A Altezza posteriore della seduta in cm:		
B Altezza anteriore della seduta in cm:		
Pulsante accensione montato a*	destra	sinistra
Attivazione del giroscopio	no (std)	sì - indicare il peso dell'utente: kg
Attivazione del sistema Cruise Control	no (std)	sì
Attivazione della guida con una sola mano (versione Hemi)	sì	
Campanatura richiesta*	0°	3° (da valutare se possibile)
Posizionamento preferenziale del pacco batterie**	Sacca sul retro dello schienale	Sacca sotto la seduta

*Salvo indicazioni diverse, l'assetto della carrozzina rimane invariato, la campanatura sarà di 0° ed il pulsante di accensione sarà montato a destra.

** Per ogni carrozzina è previsto un posizionamento ideale del pacco batterie, ma in caso di esigenze particolari, indicare la preferenza e i nostri tecnici valuteranno la possibilità di effettuare la modifica. In linea di massima, le indicazioni del produttore prevedono che nelle carrozzine pieghevoli la sacca si monti sul retro della carrozzina, mentre nelle carrozzine a telaio rigido la sacca si monti sotto la seduta.

Rotelline antiribaltamento (OBBLIGATORIO!!!)			
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	La carrozzina è dotata di una coppia di rotelline antiribaltamento originali (DX+SX) fornite dal produttore della stessa		
TB2000 + TBB1xxx	Rotelline antiribaltamento (DX+SX) sollevabili per montaggio/smontaggio ruote posteriori* + kit di montaggio dedicato	Pa	540,00 €

* Non disponibili per tutti i modelli di carrozzine, consultare il nostro ufficio commerciale

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.05.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Compatibilità con ruote originali

Prezzo / Pz.

MED05 Set componenti opzionali per permettere anche l'utilizzo delle ruote originali della carrozzina oltre quelle con cremagliera fornite con servo

90,00 €

N.B. Per poter effettuare l'installazione di questo set, è necessario che le ruote prescelte per il dispositivo siano uguali a quelle installate sulla carrozzina. In caso siano selezionate ruote differenti, considereremo prioritaria la scelta della compatibilità con le ruote originali e procederemo quindi ad installare col dispositivo ruote dello stesso tipo di quelle installate sulla carrozzina.

Ruote

Ruote (in alternativa a STD c/sovrapprezzo)

Articolo	Tipo	Dimensione	U.M.	Imponibile
DF2413-BUP	Pneumatiche	24x1 3/8 nere per E-Move Std	Pa	90,00 €
DP2002-BUP	Piene	20" nere per E-Move Std	Pa	90,00 €
DP2202-BUP	Piene	22" nere per E-Move Std	Pa	90,00 €
DP2401-BUP	Piene	24" nere per E-Move Std	Pa	90,00 €
DP2403UP	Piene	24x1 3/8" grigie per E-Move Std	Pa	90,00 €
DP2602-BUP	Piene	26" nere per E-Move Std	Pa	90,00 €
DP2402-BUP	Piene	24x1 nere per E-Move HD	Pa	90,00 €
DP2403-BUP	Piene	24x1 3/8" nere per E-Move HD	Pa	90,00 €

Mancorrenti

In polimero compatto con profilo piatto, consigliato per utenti che hanno differente forza di presa (in alternativa a STD con sovrapprezzo)

Articolo	U.M.	Imponibile
XA3W253A49UP	Pa	130,00 €
XA3W253A50UP	Pa	130,00 €
XA3W253A60UP	Pa	130,00 €
XA3W253A70UP	Pa	130,00 €

Tetra Grip con profilo tondo, consigliato per utenti che hanno necessità di grip per la spinta (in alternativa a STD con sovrapprezzo)

MaxGrip con profilo tondo, consigliato per utenti che hanno pochissima forza e necessità di maggior grip per la spinta (in alternativa a STD con sovrapprezzo)

Dimensione	Articolo	U.M.	Imponibile	Articolo	U.M.	Imponibile
20"	XA3W253A84UP	Pa	236,00 €	XA3W253A93UP	Pa	630,00 €
22"	XA3W253A85UP	Pa	236,00 €	XA3W253A91UP	Pa	630,00 €
24"	XA3W253A80UP	Pa	236,00 €	XA3W253A90UP	Pa	630,00 €
26"	XA3W253A88UP	Pa	236,00 €	XA3W253A92UP	Pa	630,00 €

Protezione raggi trasparente

Dimensione	Articolo	U.M.	Imponibile
20"	SG2007	Pz	160,00 €
22"	SG2207	Pz	160,00 €
24"	SG2407	Pz	160,00 €
26"	SG2607	Pz	160,00 €

Secondo profilo di guida

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
MEM7600	2° profilo di guida, incluso interruttore, con caratteristiche alternative di guida	Pz	745,00 €
MEM8530	2° profilo di guida con supporto orientabile 15 cm	Pz	890,00 €
MEM8550	2° profilo di guida con supporto orientabile 21 cm	Pz	890,00 €
MEM8560R	Interruttore on/off e secondo profilo di guida a destra	Pz	550,00 €
MEM8560L	Interruttore on/off e secondo profilo di guida a sinistra	Pz	550,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.05.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Ulteriori accessori e opzioni

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
MED12V	Convertitore di corrente per la ricarica su veicoli (output 230V AC 50Hz 150W)	Pz	310,00 €
MEM8520	Pulsante accensione ON/OFF flessibile 15 cm in alternativa a std	Pz	118,00 €
MEM8540	Pulsante accensione ON/OFF flessibile 21 cm in alternativa a std	Pz	142,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.05.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.