

## E-MOVE

Moltiplicatore di spinta per la carrozzina manuale

- Particolarmente adatto in caso di **mielolesione, sclerosi multipla, plegie e paresi**, e per tutti i **pazienti geriatrici o neurologici che presentano un grado anche minimo di mobilità residua degli arti superiori** che vogliono mantenere la propria autonomia

Due motori da 110 W integrati nelle ruote posteriori, che si attivano solo in seguito ad una **iniziale spinta attiva** dell'utente e la amplificano fino a **8.5 km/h**

*Stimola il paziente all'attività fisica prevenendo affaticamento e sovraccarico e permette di compiere percorsi lunghi e salite senza preoccupazioni*

Leggero, silenzioso, di semplice installazione anche per il rivenditore e compatibile con la maggior parte delle carrozzine fisse e pieghevoli

Diverse impostazioni, esempio funzione **giroscopio** che aiuta a mantenere l'utente in linea retta durante il tragitto di guida anche su pendenze laterali oppure programmazione per guida con una sola mano in linea retta



Batterie NON integrate nel prodotto al NiMh (24Vx6,7Ah) oppure al Lito (25Vx10,08Ah)

*Facile rimozione delle batterie per il trasporto aereo e possibilità di dotarsi di batteria aggiuntiva intercambiabile e possibilità di utilizzare la carrozzina in modalità manuale durante la ricarica delle batterie*

Comando con interfaccia **Bluetooth** e possibilità di avere **due profili di guida** diversi (opzione): uno per interni ed uno per esterni

Autonomia di circa **18 km** con batterie NiMH e **27 km** con batterie Li-ion

Nessun sensore elettronico nel corrimano e assistenza alla spinta per il mantenimento della direzione

*Più intuitivo da guidare e meno probabilità di danneggiamento*

Dimensione delle ruote: **20", 22", 24", 26"** e peso di ogni ruota circa **7 kg**

**Frenata assistita** in discesa e rallentamento automatico della velocità in retromarcia

Il paziente può in ogni momento **scegliere se utilizzare o meno il motore ausiliario** e può **regolare in modo differente il supporto della ruota destra e sinistra**

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da DECON WHEEL AB e distribuito da MEDIMEC INTERNATIONAL SRL

Rev. 00 del 01/05/2025

via Proventa, 52  
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870  
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

**Medimec International srl** - Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399  
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato - Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 - Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

